




Dial
Medicali

MILANO - ITALY

FIX DIFFERENT

iFIXATION®






CARATTERISTICHE


- Sistema esapodalico ad acquisizione di immagine
- Software associato al sistema
- Per trauma e correzione di deformità multi-planari
- Completamente compatibile col nostro fissatore circolare RRS
- Anelli e componenti in lega di alluminio
- Hardware completo
- Struts a libero posizionamento
- Sfere di riferimento
- Radiografie semplificate

Sistema ad aggancio rapido



Spessore dell'anello aumentato per una maggiore stabilità meccanica

Attacco distale femmina per velocizzare il cambio strut



- Focus sulle tre sfere di riferimento
- Non è necessaria l'esatta ortogonalità dell'anello di riferimento
- Non sono richieste misurazioni
- Non è necessario tool di ingrandimento

Cosa dobbiamo fare? Applicare il fissatore rispettando i vincoli meccanici e clinici... al resto ci pensa iFIXation.

VANTAGGI

STABILE




VERSATILE



USER FRIENDLY




COMPONENTI



ANELLO INTERO

ø (mm)	cod
90	04-12090
100	04-12100
110	04-12110
120	04-12115
130	04-12130
140	04-12140
150	04-12150
160	04-12160
180	04-12180
200	04-12200
220	04-12220
240	04-12240



SEMI-ANELLO A/B

ø (mm)	cod
160 A	04-22160-A
160 B	04-22160-B
180 A	04-22180-A
180 B	04-22180-B
200 A	04-22200-A
200 B	04-22200-B
220 A	04-22220-A
220 B	04-22220-B
240 A	04-22240-A
240 B	04-22240-B




ANELLO 5/8

ø (mm)	cod
100	04-32100
110	04-32110
120	04-32120
130	04-32130
140	04-32140
150	04-32150
160	04-32160
180	04-32180
200	04-32200
220	04-32220
240	04-32240



ANELLO di CHIUSURA ORTOGONALE

ø (mm)	cod
140	04-62140
160	04-62160
180	04-62180



ANELLO PIEDE

ø (mm)	cod
100	04-40100
110	04-40110
120	04-40120
130	04-40130
140	04-40140
160	04-40160
180	04-40180



ANELLO di CHIUSURA

ø (mm)	cod
100	04-60100
110	04-60110
120	04-60120
130	04-60130



XRAY-TOOL

ø (mm)	cod
120	05-4600
130	05-4700
140	05-4500
160	05-4000
180	05-4100
200	05-4200
220	05-4300
240	05-4400



STRUTS

Size	cod
MINI	04-900010
SXS	04-900000
XS	04-901000
M	04-901020
L	04-901030
XL	04-901040



SET IDENTIFICATORI TARGHETTE

cod
04-901099



SET SFERE

cod
04-901098

Dial Medicali srl
Viale Berbera 45 - 20162 Milano - Italy
Tel. +39.02.89828078 - Fax +39.02.66104021

www.dialmedicali.com