

VITI OSSEE

SUPERFICIE DI CONTATTO FILETTO-OSSO

Diametro vite	lunghezza filetto	Superficie totale
5mm	30mm	821.10 mm ²
5mm	40mm	1094.80 mm ²
5mm	50mm	1368.50 mm ²
5mm	60mm	1642.20 mm ²
5mm	70mm	1915.90 mm ²
6mm	30mm	1005.60 mm ²
6mm	40mm	1340.80 mm ²
6mm	50mm	1676.00 mm ²
6mm	60mm	2011.20 mm ²
6mm	70mm	2346.40 mm ²

VITE AUTOPERFORANTE E AUTOFILETTANTE

Cilindrica-Diametro 6 mm

Rivestita - Acciaio

Diametro perforatore 4.5 mm

16-0630HA	PinFix HA 220/30
16-0640HA	PinFix HA 220/40
16-0650HA	PinFix HA 220/50
16-0660HA	PinFix HA 220/60
16-0670HA	PinFix HA 220/70

VITE AUTOPERFORANTE E AUTOFILETTANTE

Cilindrica - Diametro 6 mm

Non Rivestita - Acciaio

Diametro perforatore 4.5 mm

16-0630	PinFix 220/30
16-0640	PinFix 220/40
16-0650	PinFix 220/50
16-0660	PinFix 220/60
16-0670	PinFix 220/70

VITE AUTOPERFORANTE E AUTOFILETTANTE

Cilindrica - Diametro 5 mm

Rivestita - Acciaio

Diametro perforatore 3.2 mm

16-0530HA	PinFix HA 220/30
16-0540HA	PinFix HA 220/40
16-0550HA	PinFix HA 220/50
16-0560HA	PinFix HA 220/60



VITE AUTOPERFORANTE E AUTOFILETTANTE

Cilindrica - Diametro 5 mm

Non Rivestita - Acciaio

Diametro perforatore 3.2 mm

16-0530	PinFix 220/30
16-0540	PinFix 220/40
16-0550	PinFix 220/50
16-0560	PinFix 220/60

VITE AUTOFILETTANTE

Cilindrica - Diametro 4 mm

Rivestita - Acciaio

Diametro perforatore 2.7 mm

16-0425HA	PinFix HA 160/25
16-0435HA	PinFix HA 160/35

VITE AUTOFILETTANTE

Cilindrica - Diametro 4 mm

Non Rivestita - Acciaio

Diametro perforatore 2.7 mm


16-0425	PinFix 160/25
16-0435	PinFix 160/35
16-1925	PinFix 200/25
16-1935	PinFix 200/35



MILANO - ITALY

PinFix®

La vite di qualità per la fissazione esterna



VITI OSSEE

VITE AUTOFILETTANTE

Cilindrica - Diametro 3.5 mm

Rivestita - Acciaio

Diametro perforatore 2.7 mm

16-3925HA

PinFix 160/25

16-3935HA

PinFix 160/35

VITE AUTOFILETTANTE

Cilindrica - Diametro 3.5 mm

Non Rivestita - Acciaio

Diametro perforatore 2.7 mm

16-3925

PinFix 160/25

16-3935

PinFix 160/35



STRUMENTARIO



05-200800 Tronchese per viti 5/6mm

05-600237 Chiave a T per pinFix 5mm

05-600220 Chiave a T per PinFix 6mm

05-600235 Chiave a T per viti Fissatore di polso

05-600435 Guida per vite da 5mm

05-205888 Guida vite 8,0x100mm - per vite da 6mm

05-600442 Guida vite 8,0x120mm - per vite da 6mm

05-216483 Guida vite 8,0x150mm - per vite da 6mm

05-204497 Guida perforatore 2,7mm

05-205852 Guida perforatore 3,2x80mm

05-216506 Guida perforatore 3,2x130mm

05-205876 Guida perforatore 4,5x80mm

05-216490 Guida perforatore 4,5x130mm

05-204435 Mascherina per Viti fissatore Polso

05-085188 Perforatore 2,7mm

05-085331 Perforatore 3,2x200mm

05-085355 Perforatore 4,5x200mm

05-216469 Perforatore 3,2x300 attacco AO

05-216476 Perforatore 4,5x300 attacco AO